



## Productivité accrue, gain d'espace.

Comme bon nombre de centres d'imagerie, vous cherchez probablement un moyen d'accélérer vos procédures de travail permettant d'améliorer ainsi votre productivité. Et ce, tout en conservant un maximum de surface au sol. Si c'est le cas, vous devriez être séduit par le nouveau logiciel d'acquisition multi-modalité de Carestream.

Cette option innovante vous permet de contrôler deux systèmes Carestream CR ou un système CR et DR à partir d'une console unique. En traitant deux cassettes en parallèle, vous doublez votre débit tout en conservant un espace précieux. Une solution peut être d'avoir un CR dans votre salle DR, qui puisse servir pour des examens spécifiques comme les gonométries, et servir de système de secours.

Le logiciel d'acquisition multi-modalité est disponible en option pour contrôler deux systèmes DirectView Elite ou Classic CR, ou un DIRECTVIEW Elite/Classic CR avec un système DRX-1, DRX-Evolution ou DRX-Ascend. Requiert le logiciel DIRECTVIEW v5.7 ou version supérieure.

## AVANTAGES PRINCIPAUX

- Contrôle deux systèmes à l'aide d'une console unique
- Améliore la productivité
- Optimise l'espace
- Gain de temps et réduction des étapes
- Pilote un lecteur CR dans votre salle DR
- Permet d'utiliser l'imagerie par reconstruction CR dans votre salle de radiologie numérique

# Contrôle deux systèmes Carestream à partir d'une console unique.



Contrôle deux systèmes CR OU Un système CR et un système DR

## Une communauté de services et d'assistance

Pour un service fiable, faites confiance au réseau Customer Success. Nous nous efforçons en permanence d'améliorer les performances de nos solutions d'imagerie afin de répondre à vos besoins en évolution et vous aider à rentabiliser au maximum vos budgets et vos ressources. Grâce au réseau Customer Success de Carestream, vous êtes encadré par une équipe dynamique composée d'experts, avec un point d'entrée unique permettant d'établir facilement un contact personnalisé avec les personnes adéquates, quelle que soit la situation. Vous et vos patients bénéficiez des avantages et des bonnes pratiques que seul Carestream peut vous offrir, grâce à l'engagement de nos milliers de clients à travers le monde et à nos 100 ans d'expérience en imagerie médicale.



Les produits de cette gamme sont des dispositifs médicaux, consultez les notices des dispositifs pour plus d'information.

[www.carestream.fr](http://www.carestream.fr)

